

取扱説明書

ニーパロ専用 安心ひざパッド 「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J


この度は、ニーパロ・パッドPZRHP-AT116Jをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も、大切に保管してください。
- 製品を譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。
- ご不明な点がありましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問合せください。


特徴 ●安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」は、ベッドと車いすやポータブルトイレ間との移乗を、より「安全・安心」「スムーズ」に行うことができるベッド用グリップ「ニーパロ」の専用オプションです。

ご注意 「ニーパロ・パッド」は消耗品です。
※パッド部分は、取り外し、上下を入れ替えて使用することができます。

■自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」 PZR-AT116J




■安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」PZRHP-AT116J




スイングアームの5つの穴に安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」の固定用突起を入れ固定してください

■安心ひざパッド装着時



■安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」使用例



仕様	商品名	ニーパロ専用 安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」
	型 式	PZRHP-AT116J (適合機種：PZR-AT116J専用)
	長さ×幅×厚さ	350×130×33mm
	材料	EVA
	原産国	ベトナム